

JAGATUD KOMPLEKTVOOLIKU JUHISED



Tootenumber: TX0208

See kasutusjuhend on toote oluline osa ja kirjeldab, kuidas seda ettenähtud otstarbel ohutult kasutada. Lugege enne toote kasutamist kasutusjuhend läbi ja hoidke seda tootega koos, et see oleks alati kättesaadav.

KASUTUSOTSTARVE

Therm-X AT on mõeldud külma-, soojus-, kontrastsus- ja kompressioonraviks patsientidel, kellele need ravimeetodid on näidustatud.

KASUTUSNÄIDUSTUSED

Jagatud paindkaabel on Therm-X-i süsteemi valikuline komponent. Therm-X AT ühendab külma-, soojus-, kontrast- ja kompressioonravi. Therm-X on ette nähtud operatsioonijärgsete ja ägedate vigastuste raviks turse, paistetuse ja valu vähendamiseks, mille korral on näidustatud külmateraapia ja kompressioon. See on ette nähtud trauma- ja operatsioonijärgsete meditsiiniliste ja/või kirurgiliste seisundite raviks, mille puhul on näidustatud lokaalne termoravi (kuuma või külmaga).

Therm-X AT on mõeldud kasutamiseks litsentseeritud tervishoiutöötajatele või nende korraldusel rehabilitatsiooniasutustes, ambulatoorsetes kliinikutes ja sporditreeningute käigus.

SIHTRÜHM

Therm-X AT on näidustatud 12-aastastele ja vanematele patsientidele.

SIHTKASUTAJAD

Therm-X AT on mõeldud kasutamiseks litsentseeritud tervishoiutöötajatele või nende korraldusel rehabilitatsiooniasutustes, ambulatoorsetes kliinikutes ja sporditreeningute keskkonnas.

KLIINILINE KASU

Therm-X AT vähendab turset, paistetust ja valu, pakkudes ägedate lihaskuukonna vigastuste, traumajärgsete vigastuste või operatsioonijärgse taastumise ajal patsientidele soojus-, külma-, kontrast- ja/või kompressioonravi. Vajaduse korral saab Therm-X AT seadet kasutada jää, soojenduspatjade, kompressioonsukkade või sarnaste vahendite asemel, et tagada järjepidevam ja pidev termoteraapia ning kompressioon.

KIRJELDUS

Jagatud paindkaabel on mõeldud kahe Therm-X-i patsiendi termorõivaste samaaegseks kasutamiseks Therm-X-i seadmega. Kaabli üks ots ühendub Therm-X-i seadme esiosaga ja teine ots kahe Therm-X-i mitme patsiendi jaoks mõeldud termorõivaga (nt põlve-, selja-, õla-, pahkluu-, küünarnuki- või puusarõivaga).

TOOTEL JA PAKENDIL KASUTATUD SÜMBOLID JA LÜHENDID

Sümbol/termin	Tähendus
	Tunnusmärgis
	CE-märgis – Euroopa vastavus
	Tootenumber
	Kordumatu tunnuskoode
	Temperatuuri piirmäärad

Sümbol/termin	Tähendus
	Ettevaatust! Olulist hoiatusteavet leiate kasutusjuhendist.
	Järgige kasutusjuhendit
	Tootja
	Tootmiskuupäev
	Õhuniiskuse piirmäärad

Sümbol/termin	Tähendus
	Ei esindaja (volitatud esindaja Euroopa Liidus)
	Ettevaatust! Föderaalsete (USA) lubavad seda seadet müüa ainult arstile või arsti korraldusel
	Partii number
	Meditsiiniseade
	Rõhu piirmäärad

KASUTUSJUHEND

Täpsemaid juhiseid Therm-X-i jagatud komplektvooliku ühendamiseks Therm-X-i süsteemiga leiate Therm-X AT kasutusjuhendist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Therm-X-i kompressioonravi ei tohi kasutada patsiendid, kellel esineb mõni järgmistest varasematest seisunditest:

- eeldatavad südamepuudulikkuse tunnused;
- varasemad DVT seisundid;
- sügav äge veenitromboos (flebotromboos);
- põletikuline flebiit;
- kopsuemboolia episoodid või muud emboolianähud;
- kopsuturse;
- äge veenipõletik (tromboflebiit);
- dekompenseeritud südamepuudulikkus;
- arteriaalne düsregulatsioon;
- erüsiipel;
- kartsinoom ja kartsinoomi metastaasid kahjustatud jäsemes;
- dekompenseeritud hüpertoonia;
- rasked põletikulised nahahaigused või infektsioon;
- venoosne või arteriaalne oklusivne haigus;
- ebarahuldav venoosne või lümfiringlus;
- kehv perifeerne vereringe;
- raske arterioskleroos või aktiivne infektsioon;
- dekompenseeritud hüpertoonia kahjustatud piirkonnas;
- oluline veresoonte talitlushäire kahjustatud piirkonnas;
- tromboosi mõjutavad hematoloogilised düskraasiad;

Therm-X-i termoravi ei tohi kasutada patsiendid, kellel on mõni järgmistest olemasolevatest seisunditest:

- Raynaud' fenomen või muud vasospastilised seisundid;
- külmaallergia;
- külmaaglutiniinidega seotud häired;
- ülitundlikkus külma või kuumu suhtes;
- anamneesis külmakahjustus;
- raske südame-veresoonkonna haigus;
- tuim nahk, hüperkoagulatsiooni häired;
- kehv vereringe;
- valutundlikud jäsemed;
- väga madal vererõhk, mis põhjustab liikumisvõimetust;
- vähenenud nahatundlikkus;
- veeni ligatsioon või hiljutine nahasiirdamine;
- feokromotsütoom.

SOOVITUSED KASUTAMISEKS JA SÄILITAMISEKS

- Kasutada temperatuuril 15,6–26,7 °C ja õhuniiskuse juures alla 60%.
- Hoida temperatuuril 0,6–50,0 °C ja õhuniiskuse juures alla 60%.
- Kasutada ja hoida õhurõhu juures 700–1060 hPa (vastab maksimaalsele kõrgusele 3000 m).

GARANTII

Sellel jagatud paindkaabli on üheaastane piiratud garantii. Selle rõiva garantiitingimused ja -piirangud leiate Therm-X-i seadme kasutusjuhendist. **MUID OTESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID EI OLE.** Garantii koopia saab hankida ka veebist aadressilt thermtherapy.com või saates e-kirja aadressile customerservice@thermtherapy.com.

TOOTE HOOLDUS JA KLIENDITUGI

Selle jagatud paindkaabli hoolduseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Probleemidest teatamisel esitage tootjale või tema volitatud esindajale ja vastavale riigiasutusele jagatud paindkaabli kordumatu tunnusnumber (nt seerianumber).

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

- ⚠ Ärge kasutage seadet ilma arsti retseptita.
- ⚠ Kui kasutate Therm-X-i jagatud komplektvoolikut, veenduge, et vooliku ja patsiendi külge on kinnitatud kaks Therm-X-i termorõivast.
- ⚠ Järgige ettenähtud juhiseid oma professionaalse(te) raviskeemi(de), sihtpiirkonna, sageduse ja kestuse kohta.
- ⚠ Litsentseeritud tervishoiutöötaja peab valima õige kasutusrežiimi.
- ⚠ Patsientide tundlikkus külma suhtes on erinev. Kontrollige regulaarselt patsiendi mugavust.
- ⚠ Lõpetage kohe kompressioonravi, kui teil tekib ebamugavustunne, tuimus või jäsese kihelus.
- ⚠ Erilised ettevaatusabinõud alla 12-aastaste laste või patsientide puhul, kellel esineb mõni järgmistest seisunditest: hüperkoagulatsioonihäired, diabeet, neuropaatiad, artriidiseisundid, diabeedi perifeersete veresoonte haigused ja vähenenud nahatundlikkus.
- ⚠ Järgmiste seisunditega patsiendid peavad kasutama Therm-X-i temperatuuriraviks arsti järelevalve all:
 - mitte-valutundlikud jäsemed;
 - väga madal vererõhk;
 - Raynaud' tõbi;
 - ülitundlikkus külma suhtes;
 - alla 12-aastased lapsed;
 - diabeetikud;
 - liikumisvõimetud patsiendid;
 - vähenenud nahatundlikkus;
 - kehv vereringe;
 - veeni ligatsioon või hiljutine nahasiirdamine;
- ⚠ Ärge kasutage rõivaid lahtise tule läheduses.
- ⚠ Ärge suitsetage ravirõivaste kasutamise ajal.
- ⚠ Järgige kõiki hoiatus- ja ettevaatusmärgiseid. Ärge kunagi eemaldage märgiseid.
- ⚠ Ärge laske ravirõival ega komplektvoolikul kokku puutuda teravate esemetega, mis võivad neid läbistada.
- ⚠ HOIATUS! Kasutada ettevaatlikult. Ärge kasutage tundlikel nahapiirkondadel ega puuduliku vereringe korral. Therm-X-i järelevalveta kasutamine laste või liikumisvõimetute isikute poolt võib olla ohtlik.



Zenith Technical Innovations, LLC.

1396 St. Paul Ave.
Gurnee, IL 60031
USA

customerservice@thermxttherapy.com
+1.847.672.7481



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

vigilance@medenvoyglobal.com
+31.70.326.21.48

EU | **REP**

